

**Услуги-исключения, не входящие в программу лояльности "Сова Бонус"**

Код услуги	Наименование	Цена, руб.
<b>401. СТАЦИОНАР - Абдоминальная хирургия</b>		
A11.01.003.241	Проведение ботулинотерапии при диспареунии	35000,00
<b>403. СТАЦИОНАР - Анестезиология и реаниматология</b>		
A11.12.003.020.001	Введение препарата Брайдан 1/2 дозы	4000,00
A11.12.003.020.002	Введение препарата Брайдан 1 доза	8000,00
<b>407. СТАЦИОНАР - Медикаменты</b>		
	Нутрикомп для энтерального питания 500 мл□	675,00
	Нутрикомп энергия для энтерального питания 500 мл□	950,00
	Гибкий световод с коннектором и наконечником для медицинских лазерных аппаратов EL VeS Radial Viber	15300,00
	Протез яичка	32000,00
	InterOss Syringe 0,25-1,0 мм 0,55cc□	7291,00
	винт, 4 мм, арт SW-14-04□	660,00
	сетка титановая индивидуальная, позиция 1	4605,00
	сетка титановая индивидуальная, позиция 2	3455,00
	винт для остеосинтеза O1,4 мм (5 мм), арт SW-14-05	660,00
A16.30.004.713	Установка Эндопротеза полимерного для реконструктивно-восстановительной хирургии РЕПЕРЕН-17-80□	12700,00
A16.30.004.714	Установка Эндопротеза для реконструктивно-восстановительной хирургии РЕПЕРЕН-17-100□	12700,00
	Гибкий световод с коннектором и наконечником 2RingFiber	13500,00
	Инструмент волокон. стерил. одноразовый "IPG Surgical Fiber Single - Use" с радиальным выходом d365	11300,00
	Инструмент волокон. стерил. одноразовый "IPG Surgical Fiber Single - Use" с радиальным выходом d550	12200,00
	Инструмент световодный ЛВ - 01.05.000 с диаметром волокна 600/600	7700,00
	Интродьюсер (INT) (вид 192010) (арт. INT7F)	915,00
	Интродьюсер 6F (INT 6F)	1320,00
	Наложение шва Материалом хирургическим шовным нерассасываемым V-LOC PBT	2970,00
	Наложение шва Материалом хирургическим шовным нерассасываемым V-LOC 90	3930,00
	Набор Ившина для чрескожного дренирования полостных образований УДПО (с катетером изогнутым d 9 CH)	3000,00
	Набор для первичной установки чрескожной эндоскопическиустановливаемой гастростомы	19800,00
	Использование ультразвукового стереотаксического зонда к устройству лечебно-диагностическому EnCor Enspire 7G	30000,00
	ОСТЕОМАТРИКС блок 1,0см3(5*10*20)	6000,00
	Световод гибкий с коннектором и наконечн д/мед лаз ап-в, вар-т исп FilacFistulaProbe 501100250	13500,00
	введение этоксисклерола 0,05мг/мл 2мл	385,00
	введение этоксисклерола 10 мг/мл 2мл	581,00
	введение этоксисклерола 30 мг/мл 2мл	808,00
	Эндопротез полимерный для реконструктивно-восстановительной хирургии РЕПЕРЕН-16-1-150-100	0,00
	Эндопротез полимерный для реконструктивно-восстановительной хирургии РЕПЕРЕН-16-1-150-100	25500,00
	Сетка хирургическая для операционного лечения грыжи OPTOMESH Macropore 200X300 мм	3200,00
	Сетка хирургическая для операционного лечения грыжи OPTOMESH Macropore 60X110 мм	1250,00
	Сетка хирургическая для операционного лечения грыжи OPTOMESH Thinlight 100X160 мм	1550,00
	Сетка хирургическая для операционного лечения грыжи OPTOMESH Thinlight 150X200 мм	2010,00
	Сетка хирургическая для операционного лечения грыжи OPTOMESH Macropore 300X300 мм	5000,00
	Установка Сетки полипропиленовая 6*11при оперативном вмешательстве	2000,00
	Установка Сетки для имплантации 15см*10см с нитью при оперативном вмешательстве	4500,00
	Бюстгалтер компрессионный	5280,00
<b>Артроскопическая хирургия</b>		
<b>Установка пластины, винта</b>		
A16.03.022.028	Установка винта кортикального 2,0*14мм	472,00
A16.03.022.031	Установка винта кортикального 3,5*40 мм	540,00
A16.03.022.032	Установка винта кортикального 4,5*46 мм	442,00
A16.03.022.033	Установка винта кортикального d-2,7мм L-14мм	194,00
A16.03.022.034	Установка винта кортикального d-2,7мм L-16мм	105,00
A16.03.022.035	Установка винта кортикального d-2,7мм L-28мм	212,00
A16.03.022.036	Установка винта кортикального d-2,7мм L-40мм	138,00
A16.03.022.037	Установка винта кортикального d-3,5мм,L-16мм.	99,00
A16.03.022.038	Установка винта кортикального d-3,5мм,L-22мм.	105,00
A16.03.022.042	Установка винта кортикального d-3,5мм,L-44мм.	133,00
A16.03.022.043	Установка винта кортикального d-3,5мм,L-48мм.	138,00
A16.03.022.044	Установка винта кортикального d-3,5мм,L-50мм.	143,00

A16.03.022.045	Установка винта кортикального для пластин с у/с, d-3,5мм, L12 мм	176,00
A16.03.022.046	Установка винта кортикального для пластин с у/с, d-3,5мм, L15 мм	176,00
A16.03.022.047	Установка винта кортикального для пластин с у/с, d-3,5мм, L16 мм	182,00
A16.03.022.049	Установка винта кортикального для пластин с у/с, d-3,5мм, L20 мм	182,00
A16.03.022.050	Установка винта кортикального для пластин с у/с, d-3,5мм, L24 мм	193,00
A16.03.022.051	Установка винта кортикального для пластин с у/с, d-3,5мм, L25 мм	198,00
A16.03.022.052	Установка винта кортикального для пластин с у/с, d-3,5мм, L26 мм	198,00
A16.03.022.053	Установка винта кортикального для пластин с у/с, d-3,5мм, L30 мм	198,00
A16.03.022.054	Установка винта кортикального для пластин с у/с, d-3,5мм, L35 мм	209,00
A16.03.022.055	Установка винта кортикального для пластин с у/с, d-3,5мм, L40 мм	231,00
A16.03.022.056	Установка винта кортикального для пластин с у/с, d-3,5мм, L45 мм	242,00
A16.03.022.057	Установка винта спонгиозного для пластин с у/с, d-3,5мм L20 мм	242,00
A16.03.022.058	Установка винта спонгиозного для пластин с у/с, d-3,5мм L30 мм	264,00
A16.03.022.059	Установка винта спонгиозного для пластин с у/с, d-3,5мм L40 мм	281,00
A16.03.022.060	Установка пластины S-образная анатомическая предизогнутая для диафиза ключицы лев. L-98мм, с у/с 8 отв.	2200,00
A16.03.022.061	Установка пластины S-образная анатомическая предизогнутая для диафиза ключицы правая, с у/с 8 отв.	2420,00
A16.03.022.062	Установка пластины S-образная анатомическая предизогнутая для диафиза ключицы, п у/с, правая L-96мм,8 отв.	2420,00
A16.03.022.063	Установка пластины для лучевой кости с у/с лев. под винт d-3.5мм, L-76 мм, 4 отв	1980,00
A16.03.022.064	Установка пластины для лучевой кости с у/с под винт d-3.5мм, L-90 мм, 5 отв	1925,00
A16.03.022.065	Установка пластины для лучевой кости с у/с прав. под винт d-3.5мм, L-75 мм, 4 отв	2035,00
A16.03.022.066	Установка пластины крючковидная для ключицы с у/с лев, L-88мм, 4 отв.	1925,00
A16.03.022.072	Установка винта кортикального 2,0*15мм	2946,00
A16.03.022.073	Установка винта кортикального 2,0*16мм	472,00
A16.03.022.074	Установка винта кортикального 2,0*17мм	504,00
A16.03.022.075	Установка винта кортикального 2,0*19мм	504,00
A16.03.022.076	Установка винта кортикального 2,0*22мм	502,00
A16.03.022.077	Установка винта кортикального 2,0*24мм	559,00
A16.03.022.078	Установка винта кортикального 2,0*26мм	559,00
A16.03.022.079	Установка винта кортикального 2,0*28мм	559,00
A16.03.022.080	Установка винта кортикального 2,0*30мм	627,00
A16.03.022.081	Установка винта кортикального 2,7*18мм	627,00
A16.03.022.084	Установка винта кортикального 2,7*30мм	298,00
A16.03.022.085	Установка винта кортикального 3,5*52мм	490,00
A16.03.022.086	Установка винта кортикального 4,5*44мм	491,00
A16.03.022.087	Установка винта кортикального 4,5*48мм	431,00
A16.03.022.088	Установка винта кортикального 4,5*50мм	450,00
A16.03.022.089	Установка винта кортикального на 2,7*20мм	452,00
A16.03.022.090	Установка винта кортикального с цилиндрической резьбой 2,5*30мм	740,00
A16.03.022.091	Установка винта кортикального с цилиндрической резьбой 2,5*34мм	737,00
A16.03.022.092	Установка винта кортикального с цилиндрической резьбой 2,5*40мм	737,00
A16.03.022.093	Установка пластины T-образная косая 26мм левая 4 отверстия	5132,00
A16.03.022.094	Установка пластины T-образная косая 26мм правая 4 отверстия	5132,00
A16.03.022.095	Установка пластины реконструктивная 5 отверстий	5132,00
A16.03.022.098	Установка пластины T-образной PHILOS для проксимального отдела плеча с у/с 5 отв дл 114 мм, 5.2517.05	8400,00
A16.03.022.100	Установка пластины T-образной для шейки плеча с у/с 06 отв, дл 97 мм, 5.2513.06	5800,00
A16.03.022.102	Установка пластины реконструктивной с у/с 8 отв, дл 113 мм, 5.0310.08	4500,00
A16.03.022.107	Установка винта стержневого стягивающего 3,5*16/6мм ВРН	490,00
A16.03.022.108	Установка винта стержневого стягивающего 3,5*20/6мм ВРН	497,00
A16.03.022.109	Установка винта стержневого стягивающего 3,5*38/14мм ВРН	564,00
A16.03.022.110	Установка винта стержневого стягивающего 3,5*40/16мм ВРН	570,00
A16.03.022.111	Установка винта кортикального с низкопрофильной головкой 2,7*12мм ВРН	515,00
A16.03.022.112	Установка винта кортикального с низкопрофильной головкой головкой 2,7*16мм ВРН	481,00
A16.03.022.113	Установка винта кортикального с низкопрофильной головкой 2,7*20мм ВРН	497,00
A16.03.022.114	Установка винта кортикального с низкопрофильной головкой 2,7*26мм ВРН	2614,00
A16.03.022.115	Установка винта канюлированного с конической резьбой (БКС) 2,5*14 мм ВРН	2614,00
A16.03.022.116	Установка винта канюлированного с конической резьбой (БКС) 2,5*16 мм ВРН	2673,00
A16.03.022.117	Установка винта канюлированного с конической резьбой (БКС) 2,5*24 мм ВРН	2673,00
A16.03.022.118	Установка винта канюлированного с конической резьбой (БКС) 2,5*26 мм ВРН	2673,00
A16.03.022.119	Установка винта канюлированного с конической резьбой (БКС) 2,5*28 мм ВРН	2792,00
A16.03.022.122	Установка пластины реконструктивной 7 отв., 84*10*3мм ВРН	2145,00
A16.03.022.123	Установка винта канюлированного с конической резьбой (БКС) 2,5*10мм ВРН	2614,00

A16.03.022.124	Установка винта канюлированного с конической резьбой (БКС) 2,5*12 мм ВРН	2614,00
A16.03.022.125	Установка винта канюлированного с конической резьбой (БКС) 2,5*20 мм ВРН	2673,00
A16.03.022.126	Установка винта канюлированного с конической резьбой (БКС) 2,5*30 мм ВРН	2792,00
A16.03.022.127	Установка винта канюлированный с конической резьбой (БКС) 2,5*40 мм ВРН	3119,00
A16.03.022.128	Установка пластины крючковидной для ключицы правая 4 отв., h крючка 15 мм ВРН	7078,00
A16.03.022.129	Установка пластины крючковидной для ключицы левая 4 отв., h крючка 15 мм ВРН	7078,00
A16.03.022.130	Установка пластины крючковидной для ключицы правая 6 отв., h крючка 15 мм ВРН	7078,00
A16.03.022.131	Установка пластины крючковидной для ключицы левая 6 отв., h крючка 15 мм ВРН	7078,00
A16.03.022.132	Установка пластины реконструктивной 6 отв., 72*10*3мм ВРН	1960,00
A16.03.022.135	Установка винта канюлированного с конической резьбой (БКС) 2,5*18 мм ВРН	2600,00
A16.03.022.136	Установка винта канюлированный с конической резьбой (БКС) 2,5*22 мм ВРН	2600,00
A16.03.022.137	Установка винта (БКС) 2,5*15 мм ВРН	2600,00
A16.03.022.138	Установка винта (БКС) 2,5*18 мм ВРН	2600,00
A16.03.022.139	Установка винта (БКС) 2,5*20 мм ВРН	2600,00
A16.03.022.140	Установка винта (БКС) 2,5*22 мм ВРН	2600,00
<b>Остеосинтез</b>		
A16.03.022.141	Установка спицы без упорной площадки с перьевой заточкой 1,0*100	165,00
A16.03.022.142	Установка спицы без упорной площадки с трехгранной заточкой 1,0*100	165,00
A16.03.022.096	Установка спицы без упорной площадки с перьевой заточкой 0,8*150	123,00
A16.03.022.097	Установка спицы без упорной площадки с перьевой заточкой 1,0*151	127,00